



Металлические шарики для упражнений кегеля Ben Wa

Вагинальные шарики "Ben Wa" - созданы из совершенного металла, отполированы до блеска и имеют вес 50 граммов. Эти шарики предназначены для женщин, которые уже имеют опыт их использования и достаточный тонус мышц. Шарики созданы из гипоаллергенного и не пористого материала, безопасного для тела и не имеющего запаха.

Тренажер поставляется в красивой упаковке, сами шарики располагаются в шкатулке.

Показания

Шарики способствует излечению таких недугов, как: недержание мочи; слабые сексуальные ощущения; опущение матки и влагалища; слабый тонус мышц; климакс; растяжение влагалищного кольца после родов.

Вышеперечисленные состояния развиваются постепенно, а аппарат для укрепления мышц малого таза помогает их устранить и предупредить появление недугов в дальнейшем.

Предупреждения

Вагинальные шарики не применяют, если возникли неприятные и болезненные ощущения. Дальнейшее использование возможно после консультации с врачом. Прибор должен быть индивидуальным. Устройство нельзя усовершенствовать и изменять. Подобные действия приводят к поломке тренажера и к сбою в его функционировании.

Как действует тренажер?

Слабые мышцы промежности – главная причина опущения влагалища и матки, стрессового недержания мочи и хронических запоров у женщин. Слабость интимной мускулатуры после родов нередко становятся причиной вторичной аноргазии и дисгармонии в паре. В зрелом возрасте дефекты тазового дна приводят к выпадению матки, образованию грыж мочевого пузыря и прямой кишки, задержкам мочи.

Тренажер для вагинальных мышц и мышц промежности используется для повышения эффективности интимной гимнастики, направленной на развитие тазовой мускулатуры. Дополнительная стимуляция влагалища способствует ликвидации застойных явлений в области таза и оздоровлению внутренних половых органов.

Инструкция по применению

Вы делаете упражнения Кегеля, поместив тренажер во влагалище в положении сидя или лежа. Через некоторое время мышцы укрепятся, и вы сможете удерживать шарики внутри стоя или во время ходьбы.

Под воздействием силы тяжести тренажер стремится выскользнуть, при этом мышцы тазового дна инстинктивно сокращаются, при этом тренируясь.

Важно

Чистите теплой водой и антибактериальным мылом до и после использования. Не используйте во время менструаций. Если требуется смазка, используйте только смазку на водной основе. Пожалуйста, храните в недоступном для детей месте.



ВСЕПЕССАРИИ.РУ

Интернет-магазин пессариев